

Protocolo para remoción de plasma en UCB PLASMA FREE.



Referencia: 14205

Protocolo para remoción de plasma en UCB PLASMA FREE - Proporciona un método totalmente automatizado para separar producto celular en sus componentes en combinación con el Sepax 2 automático - Diseñado para el procesamiento rutinario de la sangre de cordón umbilical (UCB) - Elimina solamente el plasma mientras se conserva la fracción del componente de células nucleadas.



Volumen final seleccionable

0,2 μm

Diseñado

Para el procesamiento rutinario de la sangre de cordón umbilical (UCB)

