

Sistema de purificación por PCR AMPure XP 5 mL

Referencia: A63880



Sistema de purificación de PCR altamente eficiente y fácilmente automatizado que proporciona ADN de calidad superior sin arrastre de sal. Sin necesidad de centrifugación ni filtración, AMPure XP se puede utilizar fácilmente en formatos manuales y automatizados de 96 o 384 pomos (recipientes de cristal para contener y conservar las muestras).

Presentación

Líquida

Volumen

1 x 5 mL

Formatos manuales y automatizados

96 o 384 pomos

