



**BPL**  
Ciencia y tecnología para la vida

# PAT700210

## Analizador de TOC Pat700210

El analizador de TOC PAT700 cumple totalmente con todos los requisitos de las farmacopeas globales (USP, EP, JP). Cada muestra se oxida por completo, lo que garantiza el resultado de TOC más preciso que sigue las pautas EP2.2.44. El tiempo de actividad de la producción está asegurado con el diseño de lámpara UV doble principal y de reserva del PAT700, lo que lo convierte en la opción ideal para la liberación de TOC en línea. Ahorre tiempo y dinero: el PAT700 se puede instalar en línea y ejecutar hasta 4 muestras sin conexión.



1

Calibración de conductividad  
USP<645>; Adecuación del sistema  
a USP y EP

2

Rango de muestra  
+5 ° a +95 ° C

3

Incluye  
RFID (Identificación por Radiofrecuencia)